


注入圧力試験結果(23℃)



注入速度 (mL/sec)	20G	22G	24G
1.0	9	11	23
2.0	23	31	66
3.0	40	57	117
4.0	57	84	—
5.0	76	119	—
6.0	97	—	—

(PSI)

23℃、n=3の最高注入圧平均値
MRI用延長チューブ MR-20(根本杏林堂)
エクステンションチューブ L-30 L-600(根本杏林堂)
留置針:サーフロー針(テルモ)
圧力計:GC75(長野計器)
エア抜き後に測定